



Datenblatt

FERMAMED MNS Typ II Schutzmasken

Produktion Made in Germany

Unser Hauptziel ist es, die höchstmögliche Qualität zu liefern. Kurze Lieferwege mit direktem Kontakt zum Hersteller sichern eine reibungslose Warenversorgung.

Schutzklasse

Die Gesichtsmasken der Schutzklasse MNS Typ II dienen der persönlichen Schutzausrüstung. Atemschutzmasken der Kategorie MNS Typ II bieten einen > 98% Schutz gegen Partikel mit einer Größe von mehr als 0,3 µm.

Die Falten in der Maske erlauben dem Benutzer das Anpassen an die Gesichtsform, damit Nase und Mund bedeckt sind. Die Masken werden mit elastischen Ohrschlaufen am Kopf befestigt.

Die Masken können in Umgebungen verwendet werden, in denen gefährliche Substanzen wie Viren, Bakterien usw. vorhanden sind.

Anwendungsbereiche

- Persönlicher Schutz für medizinisches- und Pflegepersonal
- Arzneimittelproduktion
- Laborpersonal
- Lebensmittelindustrie

Materialien

Wir verwenden in der Hauptsache Materialien Made in Europa. Mit einer sorgfältigen Auswahl unserer Zulieferanten und einer lückenlosen Überprüfung des Eingangsmaterials, sichern wir die Produktqualität. Das dreilagige Material besteht aus einem schmelzgeblasenen Filter, der zwischen Vliesstoffen angeordnet ist.

Anwendungshinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Einwegmaske und sollte nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden.

Achten Sie auf den richtigen Sitz der Maske.

Tragen Sie nur Masken, die für den Anwendungsbereich geeignet sind. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an das Fachpersonal von FERMAMED. Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf der Verpackung sowie die Anwendungsanleitung.

FERMAMED GmbH

Ottostraße 1, 84051 Essenbach, Germany.

HRB Nr. 12203 Landshut

Phone: +49 8703 413 99 80, Mail: info@fermamed.de



Technische Daten

Beschreibung	MNS Typ II Schutzmaske sterilisiert
Material	
Innenlage	SS Non Woven 30 g/sqm
Filter	Meltblown 25 g/sqm größer 98%
Außenlage	SS Non Woven 30 g/sqm
Ohrgummi	1/3 3 mm Soft
Nasenbügel	Aluminium mit Kunststoffummantelung
Herkunft	Made in Germany
Zolltarifnummer	6307 90 98
Gewicht	2 Gramm
Maße	17,5 cm x 9,5 cm
Zertifikate	ISO ISO 9001 - 2015 ISO 13485 - 2016 ISO 14001 : 2015 ISO 45001 : 2018 ISO 16604 EN EN 149:2001 + A1- 2009 mit und ohne Ventil EN 149:2001 EN 14683 + AC 2019 CE CE 0592 DE-GMP-1664
Verpackung	10 Stück im Polybeutel, 50 Stück pro Box. 40 Boxen im Überkarton (40 b x 60 l x 40 h) 2000 Masken Gewicht Box mit 50 Masken 215 Gramm, Gewicht Überkarton mit 40 Boxen à 50 Masken ca. 11 kg.

Änderung der Produktpalette, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



FERMAMED GmbH

Ottostraße 1, 84051 Essenbach, Germany.

HRB Nr. 12203 Landshut

Phone: +49 8703 413 99 80, Mail: info@fermamed.de