



# Datenblatt

## FERMAMED MNS Typ IIR Schutzmasken

### Produktion Made in Germany

Unser Hauptziel ist es, die höchstmögliche Qualität zu liefern.

Kurze Lieferwege mit direktem Kontakt zum Hersteller sichern eine reibungslose Warenversorgung.

### Schutzklasse

Die Gesichtsmasken der Schutzklasse MNS Typ IIR dienen der persönlichen Schutzausrüstung. Atemschutzmasken der Kategorie MNS Typ IIR bieten einen > 98% Schutz gegen Partikel mit einer Größe von mehr als 0,3 µm. Durch den flüssigkeitsresistenten speziellen Außenstoff wird der Träger zusätzlich geschützt. Die Falten in der Maske erlauben dem Benutzer das Anpassen an die Gesichtsform, damit Nase und Mund bedeckt sind. Die Masken werden mit elastischen Ohrschlaufen am Kopf befestigt. Die Masken können in Umgebungen verwendet werden, in denen gefährliche Substanzen wie Viren, Bakterien usw. vorhanden sind.

### Anwendungsbereiche

- Persönlicher Schutz für medizinisches- und Pflegepersonal
- Arzneimittelproduktion
- Laborpersonal

### Materialien

Wir verwenden in der Hauptsache Materialien Made in Europa.

Mit einer sorgfältigen Auswahl unserer Zulieferanten und einer lückenlosen Überprüfung des Eingangsmaterials, sichern wir die Produktqualität. Das dreilagige Material besteht aus einem schmelzgeblasenen Filter, der zwischen Vliesstoffen angeordnet ist.

### Anwendungshinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Einwegmaske und sollte nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Maske.

Tragen Sie nur Masken, die für den Anwendungsbereich geeignet sind. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an das Fachpersonal von FERMAMED.

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf der Verpackung sowie die Anwendungsanleitung.

Nach der EN 14683 (Chirurgische Masken, Anforderungen und Prüfverfahren. 2006) sind folgende Leistungsmerkmale einzuhalten:

Prüfung	Typ I	Typ II	Typ IIR
Bakterielle Filterleistung	> 95%	> 98%	> 98%
Druckdifferenz Pa	< 29,4	< 29,4	< 49,00
Druck des Spritzwiderstandes mm Hg	entfällt	entfällt	> 120
Widerstandsfähig gegen Flüssigkeitsspritzer	entfällt	entfällt	Ja

Der Mund-Nasen-Schutz muss vor jeder Operation und bei sichtbarer Verschmutzung oder Durchfeuchtung erneuert werden.

### FERMAMED GmbH

Ottostraße 1, 84051 Essenbach, Germany.

HRB Nr. 12203 Landshut

Vertrieb: Phone: 0049 170 90 33 092, Mail: r.berner@fermamed.de



## Technische Daten

<b>Beschreibung</b>	MNS Typ IIR Schutzmaske sterilisiert
<b>Material</b>	
Innenlage	SS Non Woven 30 g/sqm
Filter	Meltblown 25 g/sqm größer 98%
Außenlage	SS Non Woven 30 g/sqm
Ohr Gummi	1/3 3 mm Soft
Nasenbügel	Aluminium mit Kunststoffummantelung
<b>Herkunft</b>	Made in Germany
<b>Zolltarifnummer</b>	6307 90 98
<b>Gewicht</b>	2 Gramm
<b>Maße</b>	17,5 cm x 9,5 cm
<b>Zertifikate</b>	<p><b>ISO</b></p> <p>ISO 9001 - 2015</p> <p>ISO 13485 - 2016</p> <p>ISO 14001 : 2015</p> <p>ISO 45001 : 2018</p> <p>ISO 16604</p> <p><b>EN</b></p> <p>EN 149:2001 + A1- 2009 mit und ohne Ventil</p> <p>EN 149:2001</p> <p>EN 14683 + AC 2019</p> <p><b>CE</b></p> <p>CE 0592</p> <p>DE-GMP-1664</p>
<b>Verpackung</b>	<p>10 Stück im Polybeutel, 50 Stück pro Box.</p> <p>40 Boxen im Überkarton (40 b x 60 l x 50 h) 2000 Masken</p> <p>Gewicht Box mit 50 Masken 215 Gramm,</p> <p>Gewicht Überkarton mit 40 Boxen à 50 Masken ca. 11 kg.</p>

Änderung der Produktpalette, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



### FERMAMED GmbH

Ottostraße 1, 84051 Essenbach, Germany.

HRB Nr. 12203 Landshut

Vertrieb: Phone: 0049 170 90 33 092, Mail: r.berner@fermamed.de